

曇りにくい
Fog Free

FF-PHOTO

コード
レス

曇り止め
ファン

LED
照明

USB
充電

＼ いつでもクリアな口腔内写真を /



曇り止めファン



Simplified,
Fog-Free Intraoral
Photography

口腔内をクリアに撮影するために設計されたフォトミラー

- ✓ 小型ファンによりミラーのくもりを防ぎ、LED照明により口腔内を明るく照らしてくれるので、いつでもクリアな口腔内写真を撮影できます。
- ✓ ニッケル水素電池による充電方式 連続使用時間(フル充電時):約1.5時間



FF・フォト 口腔内撮影用ミラー (小型ファン・LEDライト付)

定価: ¥29,000 (税別)

ミラータイプ


定価：¥9,800 (税別)



撮影部位によって、ミラーのタイプは全部で4種類を用意しています。(材質:SUS)


ミラータイプ L
咬合面用 (大)

オプション




ミラータイプ M
咬合面用

標準付属品




ミラータイプ S
咬合面用 (小)

オプション



ミラータイプ LT
舌側用・頬側用

オプション



単位：mm

咬合面撮影例



頬側面撮影例



口蓋面撮影例



口腔内写真提供：ふじた歯科 (長崎県諫早市) 藤田 浩一 院長

構成内容および本体外観図

- 構成内容
- ・本体 (LEDユニット)
 - ・ニッケル水素充電電池 3本
 - ・充電用USBケーブル
 - ・ミラータイプM(咬合面用)
 - ・ディスプレイカバー (20 枚)

本体サイズ 60×150×25 mm

本体重量 120 g



製造販売元：

コアフロント株式会社
<https://www.corefront.com>

TEL. 03-5579-8710 FAX.03-5579-8711
東京都新宿区市谷本村町2-11外濠スカイビル4F

販売代理店