

サージカルガイド作製サービス

低価格・高品質なサージカルガイドを設計・作製致します。



POINT 選ばれる5つのポイント



01. 主要メーカー対応
世界的なインプラントメーカーの埋入デザインが可能。
※一部の国内メーカーを除く



02. 短納期
データ受領からガイドデザイン・作製まで、納期は通常約1週間。



03. 低価格
ガイドデザイン、作製費用を低価格で実現。
※裏面の価格表をご参照下さい。




04. 専用ソフト不要
埋入デザインにかかる、シミュレーションソフト及びライセンス料は不要。



05. 滅菌可
作成したサージカルガイドは、オートクレーブ滅菌可能。
※121°Cで15分、乾燥工程なし

FLOW 受注から納品までの流れ



※ データ確認及びデザイン修正等により、納期が遅れる場合がございます。
※ 無歯顎のケースでは、ワックスリム作製及びその後のCT撮影で、上記より納期が延びます。
※ お預かりしました石膏模型、バイトは必要に応じて調整 (削合) することがありますので予めご了承ください。