

rapidshape

Peak performance and  
unmatched versatility

NEW

歯科用3Dプリンター ラピッドシェイプ

# PRO 20



特許取得済みのフォースフィードバックテクノロジー(FFS)と新しく導入されたRS Turboにより、今までにない高速プリントを実現。RFID(材料認識機能)に加え、WASHとCUREを組み合わせたこのシステムは、全体を通してシームレスな接続と結果をもたらす、完璧なワークフローとなります。

WASH / CURE



COREFRONT



コアフロント株式会社は、ラピッドシェイプ社認定のサポート&メンテナンス拠点です。

オールラウンド高精度3Dプリンター

rapidshape

# PRO 20

## RS Turbo

クラウン&ブリッジモデル  
50μmの積層ピッチで15分



## RS Crystal Polish

研磨作業を90%以上軽減  
専用リザーバーで、滑らかな  
高品質プリントが実現



## Peak Performance

プリントから洗浄、二次硬化  
までのスマートな接続




特許技術  
Force Feedback

材料識別機能  
(RFID)

自動  
キャリブレーション機能  
(ACCS)

リモートアクセス可能

自動温度制御



### 仕様一覧

#### PRO 20

|               |                |
|---------------|----------------|
| 造形方式          | DLP            |
| FFS           | ○              |
| 積層ピッチ         | 25 ~ 150 μm    |
| 本体サイズ (W×D×H) | 334×357×544 mm |
| 本体重量          | 約 27 kg        |

#### WASH

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 洗浄時間          | 6 ~ 8 分 (材料による)     |
| 洗浄剤           | イソプロパノール、エタノール      |
| 操作            | タッチスクリーン            |
| 電源            | 100-250 V, 50/60 Hz |
| 本体サイズ (W×D×H) | 342×464×295 mm      |
| 本体重量          | 15 kg               |

光源/波長 LED / 385 nm

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 造形エリア (W×D×H) | 133×75×115 mm          |
| 解像度           | ± 34 μm 1920×1080 (HD) |
| レジンタイプ        | 各社レジン / Open System    |
| 消費電力          | 100-250V、50/60Hz       |

#### CURE

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 硬化時間          | 6 ~ 10 分 (材料による)    |
| キュアリング環境      | 真空、不活性ガス            |
| 操作            | タッチスクリーン            |
| 接続            | WiFi、Lan            |
| 電源            | 100-250 V, 50/60 Hz |
| 本体サイズ (W×D×H) | 234×431×268 mm      |
| 本体重量          | 13 kg               |

製造元: Rapid Shape GmbH (Germany) 医療機器届出番号: 13B1X10100000083 医療機器届出番号: 13B1X10100000084

製品に関するご質問・資料請求・ご相談・お見積り  
などお気軽にお問い合わせください。

☎ 03-5579-8710  
[受付] 平日 9:30~18:00

WEB  
お問合せフォーム



歯科最新情報を  
いち早くお届けします。

販売元・お問い合わせ:

COREFRONT

コアフロント株式会社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル 4F  
TEL 03-5579-8710 FAX 03-5579-8711 E-MAIL desk@corefront.com www.corefront.com