

# 3D PRINTING MADE EASY

## Features

- 15分でクラウン&ブリッジをプリント
- フルアーチプリント対応
- さまざまな歯科用レジンに対応
- コンパクト設計で省スペース



NEW

歯科用3Dプリンター  
ラピッドシェイプ

# ONE

歯科医療の現場では、精密で迅速な補綴物の製作が求められています。ONEは、最先端の3Dプリント技術を駆使し、高精度な歯科用モデルをスピーディーかつ簡単に製作できる革新的なソリューションです。最新のデジタルワークフローに完全統合し、生産性を飛躍的に向上させます。わずか15分でクラウン&ブリッジをプリント可能で、患者様の待ち時間を大幅に短縮。これまでにない効率性と精度を兼ね備え、業界の常識を塗り替えます。



NEW

# ONE

## クリーン・シンプル・信頼性

- RFID素材識別とインテリジェントな接続による、安全なプロセス
- 専用ツールでプラットフォームを簡単かつ清潔に取り外し
- リモートガイドとサポートを含む「CARE Plusプラン」
- 歯科医院向けに設計されたコンパクトな設置スペース

50μmピッチで模型×2が 50分



## WASH

- プリンターから洗浄、硬化までをスマート接続でワンクリック処理
- 2ステップの洗浄サイクルと乾燥構造
- 活性炭フィルターによる臭いの軽減



## CURE

- 真空環境での360°硬化により、高性能の3Dプリントを実現
- WASHと積み重ねが可能で、作業スペースを節約



## 仕様一覧

ONE	
造形方式	DLP
FFS	○
本体サイズ (W×D×H)	320×375×391 mm
本体重量	約 8 kg
接続	WiFi、イーサネット、USB

WASH	
洗浄時間	6～8分 (材料による)
洗浄剤	イソプロパノール、エタノール
操作	タッチスクリーン
電源	100-250 V, 50/60 Hz
本体サイズ (W×D×H)	342×464×295 mm
本体重量	15 kg

光源/波長	LED / 385 nm
造形エリア (W×D×H)	133×75×100 mm
解像度	± 34 μm
レジンタイプ	30種以上の厳選されたレジン
消費電力	100-250V, 50/60Hz

CURE	
硬化時間	6～10分 (材料による)
キュアリング環境	真空、不活性ガス
操作	タッチスクリーン
接続	WiFi、イーサネット
電源	100-250 V, 50/60 Hz
本体サイズ (W×D×H)	234×431×268 mm
本体重量	13 kg

製品に関するご質問・資料請求・ご相談・お見積り  
などお気軽にお問い合わせください。

☎ 03-5579-8710  
[受付] 平日 9:30~18:00

WEB  
お問合せフォーム



歯科最新情報を  
いち早くお届けします。

販売元・お問い合わせ:

**COREFRONT**

コアフロント株式会社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル 4F  
TEL 03-5579-8710 FAX 03-5579-8711 E-MAIL desk@corefront.com www.corefront.com