

THC2

Tera Harz Cure

二次硬化器



Tera Harz Cureは、高エネルギー紫外線と高照度により、短時間で硬化し、曲げ強度や引張強度などの機械的特性を最大化し、自然な歯の色合いを実現します。

理想的な化学反応による光重合を実現するために、UVパワー(Lv.1～Lv.5)と硬化時間を調整することができます。ハイパワーUVLEDは、上部と側面の両方に配置されています。

- メモリー機能（最大5モード）
- 安全システム（オートパワーオフ）
- 7.9インチ・タッチスクリーン
- 均一な高光照射

窒素硬化

窒素ジェネレーターを使用することで、造形物は機械的特性、色、吸水防止などを最大化することが可能です。

仕様一覧

光源	UV LED
波長	405 nm
電源	100-240VAC / 50-60 Hz
LED電源出力	200 W
UVエネルギー密度(Max)	280,000 mJ/cm ² (5分)
UV放射量(Max)	1,000 mW/cm ²
硬化チャンバー	φ180×65 mm
本体サイズ	275 × 310 × 310 mm
本体重量	9 kg

製造業元：Graphy Inc.(Korea) 医療機器届出番号：13B1X10100000111

製品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。記載内容は2023年9月現在のものです。

コアフロントはサポートも充実！



納品説明・テクニカルサポート



迅速な不具合対応



セミナー開催

製品に関するご質問・資料請求・ご相談・お見積りなど
お気軽にお問い合わせください。



03-5579-8710

[受付] 平日 9:30～18:00



歯科専用
お問合せ
フォーム



歯科最新情報を
いち早くお届けします。

製造販売元・お問い合わせ：

COREFRONT

コアフロント株式会社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル 4F

TEL 03-5579-8710 FAX 03-5579-8711 E-MAIL desk@corefront.com www.corefront.com